

# SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト

## SARSコロナウイルス抗原キット

### 新型コロナウイルス抗原を迅速測定

#### 5つの特徴

- 1 イムノクロマト法による迅速測定
- 2 ヌクレオカプシド抗原を検出  
\*スパイク蛋白に変異のある変異株も検出可能
- 3 専用装置不要
- 4 有効期間:24か月
- 5 使用可能検体:  
鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液  
\*ウイルス輸送培地、HBSSも使用可

鼻咽頭スワブ入り



鼻腔スワブ入り

