

ご使用に際しては、電子化された添付文書をよくお読みください。

イムノクロマト法で、測定開始から15分※で判定

※本品の電子化された添付文書による検査プロトコルに従った場合

体外診断用医薬品

承認番号: 30400EZ X00026000

SARSコロナウイルス抗原キット

HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト



写真(左)1テスト用(右)5テスト用

包装単位: 1テスト用、5テスト用

<構成用品>


1. テストカセット
2. 検体処理液入りチューブ

<付属品>

- ・チューブ用キャップ
- ・滅菌綿棒
- ・簡易操作マニュアル


● 測定結果の判定法

陽性



コントロールライン(C)と
測定ライン(T)が
2本とも現れた場合

陰性



コントロールライン(C)
のみ現れた場合

無効



測定後コントロール
ライン(C)が現れない場合

対象検体	鼻腔ぬぐい液
製品コード 包装単位	RD006: 1テスト RD007: 5テスト
保存温度	2~30°C
有効期限	24ヵ月(使用期限は外装に記載しています)

タカラバイオ株式会社